

 Diakonhjemmet Sykehus Avdeling for medisinsk biokjemi/Svrrapportering		Ref nr: A.2.2-10.2
AMB - Svartider		Versjon: 2.00
Fagansvarlig: Kvalitetsrådgiver	Godkjent av: Avdelingsleder May Britt Solem	Gyldig fra: 02.02.2026

Endringer siden forrige versjon

Oppdatert tidspunkt for prøvetakingsrunder

1. HENSIKT

Gi en oversikt over avdelingens svartider ved de ulike prøvetakingsrundene.

2. MÅLGRUPPE

Alle ansatte ved Avdeling for medisinsk biokjemi

3. DEFINISJONER

TA-Tid = Turn Around time

4. FREMGANGSMÅTE

Avdeling for medisinsk biokjemi tilstreber å gi ut svar til rimelig tid, og etter ønske og tilpasning fra brukere.

Inneliggende pasienter

- Blodprøver tatt på morgenrunden kl. 07:30: 105 min
- Blodprøver tatt som ø-hjelp i Akuttmottaket: 60 min
- Blodprøver tatt som ø-hjelp på sengepost: 90 min
- Blodprøver tatt på 13- og 18:30-runden: 90 min

Svartidene omfatter analysene i medisinsk- og kirurgisk innkost (ø-hjelp analyser)

Det gjennomføres målinger på oppnåelse av TA-tider. [A.2.2-4.1 AMB - Kvalitetspolitikk og kvalitetsmål](#)

Svartider på morgenrunden kl07:30 gjelder kun hverdager (man-fre). I helger/helligdager med lavere bemanning har vi ingen konkrete mål om svartid til morgenrunden, og forsinkelser må påregnes. Sengepostene oppfordres til å ringe ø-hjelps telefonen om det er prøver som må prioriteres på morgenrunde i helgene.

Polikliniske pasienter

For blodprøver tatt ved sykehusets poliklinikk vil prøvesvar foreligge samme dag, med unntak av enkelte analyser som ikke utføres daglig, f.eks serumprotein-elektroforese og morfologisk vurdering av blodutstryk.

Dersom prøven er bedt analysert som øyeblikkelig hjelp, vil prøvesvar normalt foreligge innen to timer.

For blodprøver tilsendt fra primærhelsetjenesten vil prøvesvar foreligge samme dag som prøven er mottatt på avdeling for medisinsk biokjemi, med unntak av analyser som f.eks serumprotein-elektroforese og morfologisk vurdering av blodutstryk.

5. REFERANSELISTER

Interne kryssreferanser

[A.2.2-4.1](#)

[AMB - Kvalitetspolitikk og kvalitetsmål](#)